

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## VIBRAČNÍ MASÁŽNÍ PISTOLE



**PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY**

**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY**

## NÁVOD K POUŽITÍ

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku!

Před použitím výrobku si prosím přečtete následující pokyny, abyste mohli výrobek správně používat.

Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože v opačném případě můžete ohrozit svůj život nebo zdraví.

## K ČEMU SLOUŽÍ

Masážní pistole na svaly se používá ke snížení bolesti svalů, zlepšení krevního oběhu a zmírnění bolesti kloubů po těžkém tréninku nebo dlouhodobé fyzické práci. Používají ji profesionální sportovci a lidé trpící roztroušenou sklerózou, artritidou a svalovou atrofií.

Masážní přístroj na svaly využívá metodu vibrační terapie, která kombinuje specifickou amplitudu, frekvenci vibrací a točivý moment masážního prvku. Účinku je dosaženo působením na vnitřní vrstvy šlach, svalové tkáně a fascií, aniž by to způsobovalo bolest. Je vyroben v ergonomickém tvaru pistole, pohodlně padne do ruky a pohodlně se používá.

Nabíjení masážního přístroje - při nabíjení bliká modrý indikátor, dokud se všechny kontrolky nerozsvítí souvislým modrým světlem.

## TYPY NÁSTAVCŮ

- **KULKA:** určeno pro spoušťové body (ztluštělá tkáň, která způsobuje bolest)
- **KULATÝ:** univerzální, určený k masáži všech částí těla.
- **PLOCHÝ:** určený k práci na malých a velkých svalových skupinách.
- **VIDLICE:** určena pro práci na užších a dlouhých svalech (např. extenzory zad, kvadricepsy, gastrocnemius).



## NÁVOD K OBSLUZE

- Tlačítko ON/OFF se nachází na zadní straně přístroje.
- Podržením tlačítka ON/OFF po dobu 2 sekund se přístroj zapne/vypne.
- Po zapnutí se krátkým kliknutím změní rychlost masáže.
- Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund.
- Přiložené nástavce vyměňujte pouze tehdy, když je přístroj vypnutý.
- Krátkým stisknutím tlačítka napájení zobrazíte aktuální stav nabití baterie.

## SPECIFIKACE VÝROBKU

- Indikátor rychlosti (modré světlo)
- 6 úrovní intenzity masáže
- 4 různé nástavce
- Rozměry bez koncovek: 16,5 cm x 21,5 cm x 5 cm
- Napájení: dobíjecí baterie
- Nabíjení pomocí nabíječky, která je součástí sady



## OBSAH SADY

- Masážní přístroj
- 4 vyměnitelné koncovky
- Nabíječka

## POZNÁMKY A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zajistěte, aby obalové materiály nebyly ponechány bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- Čistěte měkkým, vlhkým hadříkem.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, hořlavými plyny, parami a rozpouštědly. Výrobek nevystavujte mechanickému namáhání.
- Pokud již není možná bezpečná práce, přestaňte výrobek používat a před dalším použitím jej zajistěte. Bezpečná práce není možná, pokud výrobek:
  - byl poškozen, nefunguje správně,
  - byl dlouhodobě skladován v nepříznivých podmínkách,
  - byl při přepravě nadměrně zatížen.
- Výrobek je určen pouze pro použití dospělými osobami.

- Zařízení nijak neupravujte ani neopravujte.
- Zařízení nikdy nepoužívejte ani nenabíjejte bez dozoru.
- Pokud zaznamenáte jakékoli známky bolesti nebo nepohodlí, okamžitě jej přestaňte používat.
- Tento přístroj používejte pouze na měkké tkáně těla, aniž by způsoboval bolest nebo nepohodlí. Nepoužívejte jej na hlavu ani na žádné tvrdé nebo kostnaté části těla.
- Používejte jej pouze na suché a čisté části pokožky těla a nepoužívejte jej přes oblečení. Tlačte a jemně klouzejte po pokožce. Doba trvání každé části je přibližně 60 sekund.
- V případě, že se na pokožce objevují známky poškození, je třeba, aby se na ní objevily stopy po poškození.
- Výrobek má dobíjecí lithium-iontovou baterii nebo je součástí výrobku.
- Tento přístroj má nevyměnitelnou baterii.
- Zařízení se nesmí vhadzovat do otevřeného ohně.
- Akumulátor nesmí být ztvrdlý nebo zkratovaný. To může vést k přehřátí a prasknutí akumulátoru. Hrozí nebezpečí požáru!
- Nenechávejte zařízení během nabíjení bez dozoru.
- Nikdy nevhazujte baterie / akumulátory do ohně nebo do vody.
- Baterie / akumulátory nikdy nevystavujte mechanickému namáhání.
- Dbejte na to, aby nabíjecí kabel nebyl mokrý nebo vlhký. Uspořádejte kabel tak, aby nedošlo k jeho zaseknutí nebo zachycení.
- Spotřebič a nabíjecí kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů.
- Neprovádějte sami žádné opravy spotřebiče.
- Nikdy neotvírejte kryt přístroje. Uvnitř se nenacházejí žádné části, které by vyžadovaly údržbu.

## ČIŠTĚNÍ A PÉČE

### VAROVÁNÍ!

#### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

**Zařízení nečistěte, pokud se nabíjí. Před čištěním přístroj vždy vypněte. Při čištění dbejte na to, aby se do krytu nedostala vlhkost.**

- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky. Mohou poškodit povrch!
- Zařízení vypněte stisknutím a podržením tlačítka po dobu přibližně 2 sekund.
- Odpojte nabíjecí kabel USB.
- Otřete zařízení měkkým vlhkým hadříkem.
- Před uložením nechte zařízení zcela vyschnout.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BATERII/AKUMULÁTOR

- Baterie/akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékaře!

- Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Baterie/akumulátory se nesmí zkratovat a/nebo otevírat. To může vést k přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Baterie/akumulátory nikdy nevhazujte do ohně nebo vody.
- Baterie/akumulátory nikdy nevystavujte mechanickému namáhání.
- Nebezpečí úniku kyseliny z baterií/akumulátorů
- Vyhněte se extrémním podmínkám a teplotám, které mohou ovlivnit baterie/akumulátory, např. radiátory/přímé sluneční světlo.
- V případě úniku kyseliny z baterií/akumulátorů zabraňte kontaktu pokožky, očí a sliznic s chemikáliemi! Zasažená místa okamžitě opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!
- Uniklé nebo poškozené baterie/akumulátory mohou při dotyku s pokožkou způsobit chemické popáleniny. Proto používejte vhodné ochranné rukavice.
- Výrobek má vestavěný akumulátor, který uživatel nemůže vyměnit.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Použitý materiál musí být odvezen na místo určené místními úřady k likvidaci.

### LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na výrobcích nebo v jejich dokumentaci označuje, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Tyto výrobky musí být předány na určené skládky k řádné likvidaci, odstranění a recyklaci. V některých zemích EU nebo jiných evropských zemích můžete tyto výrobky místo toho odevzdat místnímu prodejci při nákupu nového ekvivalentního výrobku. Správná likvidace těchto výrobků zachová cenné zdroje surovin a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které může nesprávná likvidace odpadu způsobit. Další informace získáte na místních úřadech nebo v nejbližším skladu odpadů. Za nesprávnou likvidaci tohoto typu odpadu mohou být v souladu s místními předpisy uloženy sankce.

#### Platí pro subjekty v Evropské unii

Pokud chcete zlikvidovat elektrické a elektronické zařízení, získajte potřebné informace od prodejce nebo dodavatele výrobku.

#### Likvidace výrobků v zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol platí v Evropské unii. Pokud si přejete tento výrobek zlikvidovat, získajte potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyhrazujeme si právo na změny textu, designu a technických údajů výrobku bez předchozího upozornění.

## **Nesprávná likvidace baterií/akumulátorů představuje riziko pro životní prostředí!**

Baterie / akumulátory by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem. Mohou obsahovat škodlivé těžké kovy a musí se s nimi nakládat jako se zvláštním odpadem. Chemické symboly těžkých kovů jsou následující: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Použité baterie/akumulátory by proto měly být likvidovány na sběrných místech nebezpečného komunálního odpadu.

Vestavěný akumulátor se nesmí kvůli likvidaci rozebírat. Výrobek musí být odevzdán celý na sběrném místě použité elektroniky.

**DOVOZCE/VÝVOZCE/VÝVOZCE:  
VERK GROUP SIKORSKI SP.K.  
WYGODY 16  
05-090 PODOLSZYN NOWY  
POLSKO  
internetowa-hurtownia.pl  
verk.pl**