

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PULZNÍ MASÉR KRČNÍ PÁTEŘE



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Tento masážní přístroj na krční páteř využívá zjednodušený kruhový design, který odpovídá fyziologickému zakřivení lidské krční páteře, aby účinně přilehl na krk a ramena, vypořádal se s necitlivostí, napětím a ztuhlostí a podpořil uvolnění svalů krku. Velikost lze ohýbat/nastavit pro pohodlnější masáž.

Více masážních režimů - jeden přístroj - víceúčelové využití. Dopřejte si masáž každý den, kdykoliv budete potřebovat.

ROZSAH POUŽITÍ

Hlubková péče o krční páteř, uvolnění lokálních svalů, odstranění únavy.

PŘIPOMENUTÍ

1. Před použitím výrobku si stáhněte vlasy a sundejte šperky na krku.
2. Po zapnutí výrobku lze intenzitu postupně nastavovat podle osobního pohodlí.

VAROVÁNÍ

Nikdy nepoužívejte přístroj s následujícími zdravotnickými elektronickými přístroji:

1. Implantovatelný lékařský elektronický přístroj, jako je např. kardiostimulátor.
2. Umělé srdce, plíce a další život udržující lékařský elektronický přístroj.
3. Lékařský elektronický přístroj, jako je elektrokardiograf.

Může způsobit poruchu těchto lékařských elektronických přístrojů, která může ohrozit:

- Pokud pacient používá vysokofrekvenční chirurgické zařízení a výrobek současně, může elektrodová část výrobku způsobit popáleniny nebo poškodit výrobek.
- Pokud je tento výrobek používán v blízkosti zařízení pro krátkovlnnou nebo mikrovlnnou terapii, může být výstup výrobku nestabilní.
- Během léčby by se elektroda neměla dotýkat rány a jizvy.
- Při používání výrobku by elektroda neměla být umístěna v blízkosti srdce hrudníku, jinak se zvýší riziko defibrilace srdce.
- Výrobek je doporučen pro jednoho uživatele. Před použitím elektrody na výrobku očistěte.
- Při používání výrobku by měla být elektroda pevně přiložena ke kůži a měla by se rovnoměrně dotýkat.
- V případě fyzických potíží během používání nebo po něm přestaňte výrobek používat a poraďte se s lékařem.

- **Následující stavy konzultujte se svým lékařem. V opačném případě může dojít k nehodám nebo fyzickým potížím:**
 1. Pacient, který je léčen lékařem a cítí se abnormálně.
 2. Pacienti s abnormálním stavem srdce, mozku a nervů.
 3. Pacienti, jejichž tělesná teplota přesahuje 38 stupňů (období horečky).
 4. Pacienti s infekčním onemocněním.
 5. Pacienti s poruchou vnímání kůže nebo abnormalitou kůže.
 6. Pacienti užívající léky.
 7. Pacienti s abnormálním krevním tlakem.
 8. Pacienti, kteří nejsou schopni svobodně vyjádřit své přání.
 9. Pacienti s vysokou poruchou periferního krevního oběhu způsobenou cukrovkou apod.
 10. Pacienti, jejichž kůže je alergická na elektrodu z nerezové oceli.
- **Užívání je zakázáno u:**
 1. Zhoubný nádor.
 2. Pacientům se sklonem ke krvácení.
 3. Těhotné ženy.
 4. Pacienti s akutním hnisavým zánětem.
 5. Uživatelé kardiostimulátoru.
 6. Pacienti s kovovými implantáty.
 7. V blízkosti lidského srdce.
- Nepoužívejte v blízkosti srdce, nad krkem, hlavou, ústy nebo při kožních onemocněních a neošetřujte současně obě chodidla a plosky nohou. Kromě toho při používání nestlačujte vnitřní orgány. V opačném případě může dojít k nehodám nebo fyzickému nepohodlí.
- Nepoužívejte společně s jinými zdravotnickými prostředky nebo více než 2 sadami tohoto výrobku, jinak může dojít k nevolnosti nebo fyzickému nepohodlí.

VLASTNOSTI

1. Díky ergonomickému designu vědecky odpovídá křivce krku;
2. Vestavěná dobíjecí lithiová baterie pro napájení - je bezpečná, odolná a spolehlivá;
3. Inteligentní ohřev, nízkofrekvenční elektrický impuls;
4. Přijímá technologii 3D inteligentního přizpůsobení, automaticky nastavuje masážní hlavici.
5. 6 druhů masážních technik, 9 stupňů intenzity, lze zvolit podle různých potřeb;



PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Stáhněte si vlasy z krku a oblečení, jinak to bude mít vliv na pohodlí při používání;

TIP: vzhledem k rozdílné povaze pokožky každého člověka bude účinek použití odlišný. Odolnost suché pokožky je malá. Pokud je síla při běžném používání příliš slabá nebo brní, doporučujeme přiložit na masážní místo teplý ručník na dobu asi 1 minuty!

ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ

Jak zapnout

- ★ Stiskněte tlačítko zapnutí na rukojeti přístroje, přístroj začne pracovat, rozsvítí se kontrolka LED, při spuštění přístroje je aktivní výchozí režim (hnětení) a poté stisknutím tlačítka „M“ zvolte příslušný pracovní režim.

Použití tlačítka „M“

- ★ Tlačítko přepínání režimů: stisknutím tlačítka „M“ na rukojeti zvolíte 6 režimů;
- ★ Existuje 6 režimů:
 - 1 Automatický mix
 - střídá všechny typy masážních pulsů.
 - 2 Akupunktura
 - ostré, rychlé pulzy, které napodobují vpichy jehly.
 - 3 Masáž
 - jemnější opakující se pulzy, napodobující klasickou masáž.
 - 4 Poklepávání
 - rytmické silnější pulzy jako „ťukání“ prstů.

- ⑤ Hnětení (knet massage)
 - střídavé silné a slabé pulzy pro hlubší stimulaci svalů.
- ⑥ Tlak prsty (shiatsu-style)
 - pomalejší impulzy simulující tlak palců.

Použití tlačítka intenzity „+“

- ★ Tlačítko „+“ zvyšuje intenzitu masáže;
- ★ Tlačítko „-“ snižuje intenzitu masáže;
- ★ Během používání po výběru masážního režimu stiskněte jednou tlačítko „+“ a intenzita se zvýší o jeden stupeň, celkem disponuje 9 stupni. Během používání zvolte komfortní intenzitu, kterou akceptujete.

Jak vypnout

- ★ Stiskněte tlačítko zapnutí na rukojeti přístroje, přístroj přestane pracovat a kontrolka LED zhasne.

UŽITEČNÉ RADY

1. Po masáži se na krku objeví červená stopa

- ★ Pulzní vlna stimuluje skupinu krčních svalů, čímž se urychlí krevní oběh. Vzhledem k vysoké aktivitě pokožky u některých lidí dojde k místnímu překrvení.
TIP: teplý ručník po dobu 1 minuty nebo tření rukou po dobu 3 minut.
- ★ Pokud není účinek výrazný, počkejte 30 minut a překrvení zmizí.

2. Jak se nabíjí

- ★ Pro připojení nabíječky mobilního telefonu, powerbanky nebo počítače a jiného nabíjecího zdroje (výstupní napětí 5 V, proud ne více než 1,5 A) použijte nabíjecí kabel USB dodaný s přístrojem. Při nabíjení byste měli vědět, že bude blikat a úplné nabití bude trvat přibližně 3-5 hodin a kontrolka bude po úplném nabití dlouho svítit;
- ★ Nepoužívejte tento výrobek při nabíjení;
- ★ Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, zkrátí se životnost baterie. Doporučujeme baterii nabíjet alespoň jednou měsíčně.

3. Proč výrobek nemá nabíjecí adaptér

- ★ Výrobek podporuje univerzální datový kabel USB pro systém Android pro nabíjení.
- ★ Podporuje na trhu standardní univerzální adaptér pro mobilní telefony, externí USB počítače, nabíječku, USB nabíječku do auta a zásuvku.